



Générer des étiquettes pour utilisation avec le TBI

1. Ouvrir le texte que vous souhaitez mettre sous forme d'étiquettes.




2. Le texte doit être sans mise en forme (pas de paragraphes, ni de retours à la ligne)




3. Le copier puis le coller dans le générateur d'étiquettes (Rendez-vous sur le site : <http://micetf.fr/Etiquettes/>)




4. Choisir la police de caractère (par défaut « Comic ») et la couleur des étiquettes (par défaut « rose »)



5. Cliquer sur « étiquettes »
6. Puis cliquer sur « archive »
7. Cliquer sur « OK »
8. Choisir « extraire », puis choisir le dossier où l'on veut que les étiquettes soient placées :



9. Ouvrir le dossier où vous avez placé les étiquettes générées puis sélectionner toutes les étiquettes.



10. Sélectionner toutes les étiquettes, puis les copier
11. Les coller dans votre traitement de texte :
12. Et les réorganiser comme vous le souhaitez.
13. On peut même modifier la taille de l'étiquette.

